

Til den det måtte angå

Oslo, 14/11-24

Er det trygt å lade høreapparatene om natten?

Melanors medlemmer viser til tema «Tid for batterier» og artikkelen "Advarer mot natlading" i [Din Hørsel 04/24](#), hvor forsikringsselskapet IF advarer mot natlading med tanke på brannfare.

Anbefaling om å følge [ladevettreglene](#), som er generelle regler retningslinjer for alle typer forbrukerelektronikk og elektriske apparater, spesielt regelen "lad når du er våken og til stede", kan ha skapt bekymring blant brukere av oppladbare høreapparater. Disse brukerne er avhengig av daglig bruk og dermed lading om natten.

Melanors medlemmer uttaler følgende:

- Ja, det er trygt å lade høreapparatene om natten forutsatt at du følger produsentens anvisninger i brukerveiledningen som fulgte med høreapparatet og bruker originalt utstyr.

Her er noen grunner til det:

- **Avanserte batteriteknologier:** Moderne høreapparater bruker avanserte batteriteknologier (som litium-ion-batterier), og er designet for trygg og langvarig lading.
- **Overladingsbeskyttelse:** Ladekretsene har innebygd overladingsbeskyttelse som forhindrer skade ved å hindre at enheten blir koblet til for lenge.
- **Nøye testing:** Alle høreapparater gjennomgår grundig testing før de kommer på markedet for å sikre sikkerhet og pålitelighet.

Når du er ferdig med å bruke høreapparatene for dagen, kan du ganske enkelt plassere dem i laderen før du legger deg. Innen du våkner, vil høreapparatene være fulladet og klare til bruk resten av dagen.

Har du spørsmål knyttet til lading så anbefaler vi at du kontakter leverandøren av ditt høreapparat.

Med vennlig hilsen

Melanor – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab